

# 實驗桌設備

實驗桌設置目的為提供一個功能齊全、安全可靠的工作環境，以支持研究、實驗操作和分析工作，適當配置的實驗桌對於提高實驗室的效率、確保研究的品質以及保障工作者的安全非常重要。



耐酸鹼中央實驗桌



耐重型中央實驗桌



通用型中央實驗桌

## 設備介紹

### 安全性


耐酸鹼儀器桌適用於重型儀器及潔淨空間，不鏽鋼方管包覆PP板的結構，不但堅固且滿足使用者桌腳間大幅度的跨距需求，搭配活動櫃靈活運用下櫃空間。

### 機能性

耐重型實驗桌由堅固的鍍鋅鋼製的泛用實驗桌，具備易於變更的組合式櫃體及可調式層板。

### 設計感

耐酸鹼實驗桌外表美觀且具備良好的化學藥品耐久性及使用壽命，可克服嚴苛的實驗環境，適用於無塵室等級的環境。



- 實驗桌的深度根據人手的距離及儀器的設置考量，以泛用性最高的 750mm 為標準，中央型為 1500mm
- 實驗桌高度以站立和坐著都合適的 850mm 為標準
- 其他尺寸皆可依設計製作

## 依用途推薦款式：

### 無塵室環境需求



耐酸鹼實驗桌

P36

### 精密儀器放置需求



耐重型實驗桌

P48



耐酸鹼儀器桌

P72

### 檢測組裝使用需求



耐重儀器桌

P72



儀器型防靜電工作桌

P73



## 實驗桌檯面的選項

### ■ 耐蝕化學黑色檯面板

對各類化學藥品皆有優秀的耐化性及高耐磨性，是針對實驗室、教育與研究機構所設計的专业檯面板。



#### — 耐化性 —

醋酸99%	硫酸98%	硝酸70%	磷酸85%	硝酸銀80%	甲苯	甲醇	乙醇	丙酮	丁酮
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

試驗方法：參照CNS 11367(1985)

試驗結果：●目視無影響

### ■ PP 白色耐酸鹼抗腐蝕檯面板

在耐久度、耐酸鹼及耐有機溶劑類上具有優秀的表現，符合大多數實驗需求。



#### — 耐化性 —

醋酸98%	硫酸96%	硝酸70%	磷酸85%	氯化氫37%	甲苯	甲醇	乙醇	丙酮	丁酮
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

試驗方法：參照 ASTM D543-14

試驗結果：●無變化、無起泡、無剝離、無粉化

#### — 物理特性 —

抗拉強度	ASTM D638-14	314 kgf/cm <sup>2</sup>	彎曲彈性係數	ASTM D790-17	20845 kgf/cm <sup>2</sup>
拉伸斷裂應力	ASTM D638-14	230 kgf/cm <sup>2</sup>	熱變形溫度	ASTM D648-18(66psi)	141.8 °C
斷裂伸長率	ASTM D638-14	65%	衛氏軟化溫度	ASTM D1525-17	157.6 °C
抗拉彈性係數	ASTM D638-14	20767 kgf/cm <sup>2</sup>	衝擊強度	ASTM D256-10	30(P) kgf-cm/cm


### ■ 不鏽鋼檯面板

SUS304 針對腐蝕、有機溶劑類及高溫氣體具優秀的耐蝕性。



### ■ 陶瓷檯面板

不僅是在耐化性上有良好的表現，其不燃性、耐磨性、非導電的特性皆為其特長，長期使用不易損傷，是一款泛用性極高的款式。




### ■ EPOXY檯面板

具優秀的耐化性且耐磨、耐高溫(180度)、不燃燒，由於為液體凝固而成，可做擋水邊框設計。



### ■ 高強化玻璃檯面板


具優秀耐化性及耐熱性(180度)，易於清潔的霧面黑色檯面。



## 實驗水槽桌選配介紹

### ■ 鵝頸龍頭

給水龍頭的選用可依水質需求來決定合適的材質，一般市水可採用銅製龍頭，過濾純水則可選用 PVC 或 PP 龍頭。在實驗水槽桌上也可因應不同來源水，對同一水槽進行複數龍頭的配置。



● 銅製三口鵝頸龍頭



● 銅製單口龍頭



● PP 龍頭



● PVC 龍頭



● 感應龍頭

### ■ PP水槽

標準水槽為一體射出成型的水槽，另可依使用需求訂製 PP 板焊接成型水槽。

● 標準水槽：500w \* 400d \* 300h




● 標準大水槽：800w \* 400d \* 300h



### ■ PP滴水瓶架

適合懸掛於水槽桌附近使用，另可訂製桌上型及其他特規樣式。(詳 P81 頁)



### ■ PP貯臭裝置

可將小物件阻擋於底部，避免排水阻塞。



### ■ 桌上型洗眼器

可配於水槽旁的實驗室安全裝置。(詳 P89 頁)



## 耐酸鹼實驗桌

### ■ 耐酸鹼中央實驗桌

由耐化性極高的聚丙烯材質組成，具有長期使用的優勢，有助於降低維護成本，同時易於維護及清潔，確保環境的衛生及可靠性，適用於品管、研發、生技相關的實驗環境。中央型實驗桌相較於靠邊實驗桌具有更寬敞的操作區域，對於實驗操作更為便利。此外，中央桌保留兩側的走道空間，使實驗室內的動線更加順暢，對於實驗室規劃將有更進一步的空間利用。



Specifications

設備寬度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	層架高度 / 總高度 (mm)
2100w	1200d / 1500d	850h / 900h	1350h / 2200h
2400w	1200d / 1500d	850h / 900h	1350h / 2200h
2700w	1200d / 1500d	850h / 900h	1350h / 2200h
3000w	1200d / 1500d	850h / 900h	1350h / 2200h
3600w	1200d / 1500d	850h / 900h	1350h / 2200h

### A型

上櫃 / 線槽

下櫃 / 櫃體佈滿



### B型

上櫃 / 層架 / 高插座

下櫃 / 櫃體中段內縮櫃



### C型

上櫃 / 抽氣式層架

下櫃 / 櫃體中段抽屜座位櫃



### D型

上櫃 / 開門櫃 / 視窗 / 層架

下櫃 / 櫃體佈滿附水槽桌



## 耐酸鹼實驗桌

### ■ 耐酸鹼靠邊實驗桌

由耐化性極高的聚丙烯材質組成，具有長期使用的優勢，有助於降低維護成本，同時易於維護及清潔，確保環境的衛生及可靠性，適用於品管、研發、生技相關的實驗環境。靠邊實驗桌可配合現場實際空間來進行調整，其中亦包含轉角桌的搭配選用，轉角桌可用於實驗空間較為狹小時，更有效提升置物空間的使用。



#### Specifications

設備寬度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	層架高度 / 總高度 (mm)
1500w	750d / 900d	850h / 900h	1350h / 2200h
1800w	750d / 900d	850h / 900h	1350h / 2200h
2100w	750d / 900d	850h / 900h	1350h / 2200h
2400w	750d / 900d	850h / 900h	1350h / 2200h
2700w	750d / 900d	850h / 900h	1350h / 2200h
3000w	750d / 900d	850h / 900h	1350h / 2200h

## A型

上櫃 / 線槽

下櫃 / 櫃體佈滿



## B型

上櫃 / 層架 / 高插座

下櫃 / 櫃體中段內縮櫃



## C型

上櫃 / 開門壁櫃 / 視窗

下櫃 / 櫃體中段抽屜座位櫃



## D型

上櫃 / 開門櫃 / 視窗 / 層架

下櫃 / 櫃體佈滿附水槽桌

## 耐酸鹼實驗桌櫃體介紹

### 櫃體結構

堅固的焊接結構設計，經 SGS 測試平均荷重可達 750kg/m<sup>2</sup> 以上及集中荷重可達 500 kg。  
註：測試實驗桌：1550w \* 750d \* 800h



### 塑鋼鉸鍊

以蓋板封閉螺絲孔可避免受環境腐蝕，鉸鍊開合流暢且無金屬外露。



### 下櫃空間

不僅是作為座位空間，擺放落地儀器等都有效利用，可搭配活動櫃(選配)。




### 電源設置

層架靈活的電源配置不論是儀器或是設備使用上都極為便利。



### 實驗水槽

實驗水槽及龍頭可靠邊設置以方便純水設備放置。



## 耐酸鹼實驗桌上櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

### 層架 / 高插座



尺寸圖



設備規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板

設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 1350h  
900w \* 350d \* 1350h  
1000w \* 350d \* 1350h  
1050w \* 350d \* 1350h  
1200w \* 350d \* 1350h

### 層架 / 低插座



尺寸圖



設備規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板

設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 1350h  
900w \* 350d \* 1350h  
1000w \* 350d \* 1350h  
1050w \* 350d \* 1350h  
1200w \* 350d \* 1350h

### 開門櫃 / 層架



尺寸圖



設備規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板

設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 1350h  
900w \* 350d \* 1350h  
1000w \* 350d \* 1350h  
1050w \* 350d \* 1350h  
1200w \* 350d \* 1350h



## 耐酸鹼實驗桌上櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

## ■ 開門櫃 / 視窗 / 層架



尺寸圖



設備規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板


設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 1350h  
 900w \* 350d \* 1350h  
 1000w \* 350d \* 1350h  
 1050w \* 350d \* 1350h  
 1200w \* 350d \* 1350h

## ■ 開門壁櫃 / 層架



尺寸圖



設備規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板


設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 970h  
 900w \* 350d \* 970h  
 1000w \* 350d \* 970h  
 1050w \* 350d \* 970h  
 1200w \* 350d \* 970h

## ■ 開門壁櫃 / 視窗 / 層架



尺寸圖



設備規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板

設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 970h  
 900w \* 350d \* 970h  
 1000w \* 350d \* 970h  
 1050w \* 350d \* 970h  
 1200w \* 350d \* 970h


## 耐酸鹼實驗桌上櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

## ■ 開門壁櫃



尺寸圖



設備規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板


設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 680h  
 900w \* 350d \* 680h  
 1000w \* 350d \* 680h  
 1050w \* 350d \* 680h  
 1200w \* 350d \* 680h

## ■ 開門壁櫃 / 視窗



尺寸圖



設備規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板


設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 680h  
 900w \* 350d \* 680h  
 1000w \* 350d \* 680h  
 1050w \* 350d \* 680h  
 1200w \* 350d \* 680h

## ■ 抽氣式層架



尺寸圖



設備規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板

設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 1350h  
 900w \* 350d \* 1350h  
 1000w \* 350d \* 1350h  
 1050w \* 350d \* 1350h  
 1200w \* 350d \* 1350h


## 耐酸鹼實驗桌下櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

## ■ 三抽櫃 / 四抽櫃



尺寸圖



規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板


## 設備尺寸 (mm)

450w \* 750d \* 850h  
 500w \* 750d \* 850h  
 550w \* 750d \* 850h  
 600w \* 750d \* 850h

## ■ 單開櫃 - 左開式 / 右開式



尺寸圖



規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板

## 設備尺寸 (mm)

450w \* 750d \* 850h  
 500w \* 750d \* 850h  
 550w \* 750d \* 850h  
 600w \* 750d \* 850h

## ■ 雙開櫃



尺寸圖



規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板

## 設備尺寸 (mm)

600w \* 750d \* 850h  
 750w \* 750d \* 850h  
 900w \* 750d \* 850h  
 1050w \* 750d \* 850h  
 1200w \* 750d \* 850h


## 耐酸鹼實驗桌下櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

## ■ 單抽單開櫃 - 左開式 / 右開式



尺寸圖



規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板

## 設備尺寸 (mm)

450w \* 750d \* 850h  
 500w \* 750d \* 850h  
 550w \* 750d \* 850h  
 600w \* 750d \* 850h

## ■ 雙抽雙開櫃



尺寸圖



規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板


## 設備尺寸 (mm)

600w \* 750d \* 850h  
 750w \* 750d \* 850h  
 900w \* 750d \* 850h  
 1050w \* 750d \* 850h  
 1200w \* 750d \* 850h

## ■ 單抽內縮櫃 - 左開式 / 右開式



尺寸圖



規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板

## 設備尺寸 (mm)

450w \* 750d \* 850h  
 500w \* 750d \* 850h  
 550w \* 750d \* 850h  
 600w \* 750d \* 850h



## 耐酸鹼實驗桌下櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

## ■ 雙抽內縮櫃



尺寸圖



規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板

設備尺寸 (mm)

600w * 750d * 850h
750w * 750d * 850h
900w * 750d * 850h
1050w * 750d * 850h
1200w * 750d * 850h

## ■ 抽屜座位櫃



尺寸圖



規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板


設備尺寸 (mm)

600w * 750d * 850h
750w * 750d * 850h
900w * 750d * 850h
1050w * 750d * 850h
1200w * 750d * 850h

## ■ 轉角櫃



尺寸圖



規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板

設備尺寸 (mm)

設備尺寸 (mm)	適用邊桌深度
1000w * 1000d * 850h	750d
1050w * 1050d * 850h	800d
1100w * 1100d * 850h	850d
1150w * 1150d * 850h	900d


## 耐酸鹼實驗桌下櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

## ■ 轉角水槽櫃



尺寸圖



規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板


設備尺寸 (mm)

設備尺寸 (mm)	適用邊桌深度
1000w * 1000d * 850h	750d
1050w * 1050d * 850h	800d
1100w * 1100d * 850h	850d
1150w * 1150d * 850h	900d

## ■ 水槽櫃



尺寸圖



規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板

設備尺寸 (mm)

750w * 750d * 850h
900w * 750d * 850h
1050w * 750d * 850h
1200w * 750d * 850h
1500w * 750d * 850h

## ■ 活動櫃



尺寸圖



規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板

設備尺寸 (mm)

450w * 600d * 700h
500w * 600d * 700h
550w * 600d * 700h
600w * 600d * 700h



## 耐重型實驗桌

### ■ 耐重型中央實驗桌

由鋼管及鍍鋅鋼板部件組成，其下櫃具多樣性和可變性，提供系統化配置服務，可依需求調整櫃體組件的配置，能更有效符合客戶需求。中央型實驗桌相較於靠邊實驗桌具有更寬敞的操作區域，對於實驗操作更為便利。此外，中央桌保留兩側的走道空間，使實驗室內的動線更加順暢，對於實驗室規劃將有更進一步的空間利用。



Specifications

設備寬度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	層架高度 / 總高度 (mm)
2100w	1200d / 1500d	850h / 900h	1350h / 2200h
2400w	1200d / 1500d	850h / 900h	1350h / 2200h
2700w	1200d / 1500d	850h / 900h	1350h / 2200h
3000w	1200d / 1500d	850h / 900h	1350h / 2200h
3600w	1200d / 1500d	850h / 900h	1350h / 2200h

### A型

上櫃 / 線槽

下櫃 / 櫃體佈滿



### B型

上櫃 / 層架 / 高插座

下櫃 / 櫃體中段內縮櫃



### C型

上櫃 / 開門櫃 / 視窗 / 層架

下櫃 / 櫃體中段抽屜座位櫃



### D型

上櫃 / 玻璃櫃

下櫃 / 櫃體佈滿附水槽桌

## 耐重型實驗桌

### ■ 耐重型靠邊實驗桌

由鋼管及鍍鋅鋼板部件組成，其下櫃具多樣性和可變性，提供系統化配置服務，可依需求調整櫃體組件的配置，能更有效符合客戶需求。靠邊實驗桌可配合現場實際空間來進行調整，其中亦包含轉角桌的搭配選用，轉角桌可用於實驗空間較為狹小時，更有效提升置物空間的使用。



Specifications

設備寬度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	層架高度 / 總高度 (mm)
1500w	750d / 900d	850h / 900h	1350h / 2200h
1800w	750d / 900d	850h / 900h	1350h / 2200h
2100w	750d / 900d	850h / 900h	1350h / 2200h
2400w	750d / 900d	850h / 900h	1350h / 2200h
2700w	750d / 900d	850h / 900h	1350h / 2200h
3000w	750d / 900d	850h / 900h	1350h / 2200h

### A型

上櫃 / 線槽

下櫃 / 櫃體佈滿



### B型

上櫃 / 層架 / 高插座

下櫃 / 櫃體中段內縮櫃



### C型

上櫃 / 開門櫃 / 層架

下櫃 / 櫃體中段抽屜座位櫃



### D型

上櫃 / 不鏽鋼蒸餾架

下櫃 / 櫃體佈滿附水槽桌



## 耐重型實驗桌櫃體介紹

### 櫃體結構

設計為耐重型結構，經 SGS 測試平均荷重可達 500 kg/m<sup>2</sup> 以上及集中荷重可達 1000 KG。

註：測試品為耐重口字型實驗桌：1520w \* 760d \* 825/838h



### 櫃體配件

方便操作的塑鋼把手，兩側可放置名牌，櫃門四邊收邊圓滑確保安全。



### 下櫃空間

可簡易變更吊櫃及座位位置，且座位空間寬度不受限制，可搭配活動櫃(選配)。




### 電源設置

線槽可選擇桌面式或設於立柱，活動式層架可簡易變更高度，亦可架設燈具於層架前緣(選配)。



### 實驗水槽

實驗水槽及龍頭可靠邊設置以方便純水設備放置。




## 耐重型實驗桌上櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

### 層架 / 高插座



尺寸圖



設備規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆


設備尺寸 (mm)

750w * 280d * 1350h
900w * 280d * 1350h
1050w * 280d * 1350h
1200w * 280d * 1350h

### 三層架 / 低插座



尺寸圖



設備規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆


設備尺寸 (mm)

750w * 280d * 1350h
900w * 280d * 1350h
1050w * 280d * 1350h
1200w * 280d * 1350h

### 開門櫃 / 層架



尺寸圖



設備規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆

設備尺寸 (mm)

750w * 350d * 1350h
900w * 350d * 1350h
1000w * 350d * 1350h
1050w * 350d * 1350h
1200w * 350d * 1350h


## 耐重型實驗桌上櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

## ■ 開門櫃



尺寸圖



設備規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆


設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 1350h  
 900w \* 350d \* 1350h  
 1000w \* 350d \* 1350h  
 1050w \* 350d \* 1350h  
 1200w \* 350d \* 1350h

## ■ 開門壁櫃



尺寸圖



設備規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆 門板：可選不同樣式

設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 700h  
 900w \* 350d \* 700h  
 1000w \* 350d \* 700h  
 1050w \* 350d \* 700h  
 1200w \* 350d \* 700h

## ■ 儀器置放架



尺寸圖



設備規格

本體材質：鋼製烤漆

設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 800h  
 900w \* 350d \* 800h  
 1000w \* 350d \* 800h  
 1050w \* 350d \* 800h  
 1200w \* 350d \* 800h


## 耐重型實驗桌上櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

## ■ 不鏽鋼蒸餾架



尺寸圖



設備規格

本體材質：不鏽鋼


設備尺寸 (mm)

750w \* 100d \* 600/900/1350h  
 900w \* 100d \* 600/900/1350h  
 1000w \* 100d \* 600/900/1350h  
 1050w \* 100d \* 600/900/1350h  
 1200w \* 100d \* 600/900/1350h

## ■ 固定式層架



尺寸圖



設備規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆


設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 1000h  
 900w \* 350d \* 1000h  
 1000w \* 350d \* 1000h  
 1050w \* 350d \* 1000h  
 1200w \* 350d \* 1000h

## ■ 玻璃櫃



尺寸圖



設備規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆

設備尺寸 (mm)

750w \* 450d \* 1350h  
 900w \* 450d \* 1350h  
 1000w \* 450d \* 1350h  
 1050w \* 450d \* 1350h  
 1200w \* 450d \* 1350h




## 耐重型實驗桌下櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

## ■ 三抽櫃



尺寸圖



規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆

## 設備尺寸 (mm)

375w \* 750d \* 850h


450w \* 750d \* 850h

600w \* 750d \* 850h

## ■ 單開櫃 - 左開式/右開式



尺寸圖



規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆

## 設備尺寸 (mm)


375w \* 750d \* 850h

450w \* 750d \* 850h

## ■ 雙開櫃



尺寸圖



規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆

## 設備尺寸 (mm)

600w \* 750d \* 850h

750w \* 750d \* 850h

900w \* 750d \* 850h

1050w \* 750d \* 850h

1200w \* 750d \* 850h


## 耐重型實驗桌下櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

## ■ 單抽單開櫃 - 左開式 / 右開式



尺寸圖



規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆

## 設備尺寸 (mm)


375w \* 750d \* 850h

450w \* 750d \* 850h

## ■ 抽屜雙開櫃



尺寸圖



規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆

## 設備尺寸 (mm)

600w \* 750d \* 850h

750w \* 750d \* 850h

900w \* 750d \* 850h


1050w \* 750d \* 850h

1200w \* 750d \* 850h

## ■ 單抽內縮櫃 - 左開式 / 右開式



尺寸圖



規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆

## 設備尺寸 (mm)

375w \* 750d \* 850h

450w \* 750d \* 850h


## 耐重型實驗桌下櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

## ■ 抽屜內縮櫃



尺寸圖



規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆


設備尺寸 (mm)

600w * 750d * 850h
750w * 750d * 850h
900w * 750d * 850h
1050w * 750d * 850h
1200w * 750d * 850h

## ■ 抽屜座位櫃



尺寸圖



規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆


設備尺寸 (mm)

600w * 750d * 850h
750w * 750d * 850h
900w * 750d * 850h
1050w * 750d * 850h
1200w * 750d * 850h

## ■ 轉角櫃



尺寸圖



規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆

設備尺寸 (mm)

設備尺寸 (mm)	適用邊桌深度
1000w * 1000d * 850h	750d
1050w * 1050d * 850h	800d
1100w * 1100d * 850h	850d
1150w * 1150d * 850h	900d


## 耐重型實驗桌下櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

## ■ 轉角水槽櫃



尺寸圖



規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆


設備尺寸 (mm)

設備尺寸 (mm)	適用邊桌深度
1000w * 1000d * 850h	750d
1050w * 1050d * 850h	800d
1100w * 1100d * 850h	850d
1150w * 1150d * 850h	900d

## ■ 水槽櫃



尺寸圖



規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆

設備尺寸 (mm)

900w * 750d * 850h
1050w * 750d * 850h
1200w * 750d * 850h
1500w * 750d * 850h

## ■ 活動櫃



尺寸圖



規格

本體材質：鍍鋅鋼板粉體烤漆

設備尺寸 (mm)

450w * 530d * 715h
600w * 530d * 715h



## 通用型實驗桌

### 通用型中央實驗桌

櫃體板材為面貼美耐板的 F1 綠建材低甲醛木芯板，美耐板具有豐富的紋路及顏色可供選擇。中央型實驗桌相較於靠邊實驗桌具有更寬敞的操作區域，對於實驗操作更為便利。此外，中央桌保留兩側的走道空間，使實驗室內的動線更加順暢，對於實驗室規劃將有更進一步的空間利用。



Specifications

設備寬度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	層架高度 / 總高度 (mm)
2100w	1200d / 1500d	850h / 900h	1350h / 2200h
2400w	1200d / 1500d	850h / 900h	1350h / 2200h
2700w	1200d / 1500d	850h / 900h	1350h / 2200h
3000w	1200d / 1500d	850h / 900h	1350h / 2200h
3600w	1200d / 1500d	850h / 900h	1350h / 2200h

### A型

上櫃 / 線槽

下櫃 / 櫃體佈滿



### B型

上櫃 / 層架 / 高插座

下櫃 / 櫃體中段內縮櫃



### C型

上櫃 / 抽氣式層架

下櫃 / 櫃體中段抽屜座位櫃



### D型

上櫃 / 開門櫃 / 視窗 / 層架

下櫃 / 櫃體佈滿附水槽桌

## 通用型實驗桌

### 通用型靠邊實驗桌

櫃體板材為面貼美耐板的 F1 綠建材低甲醛木芯板，美耐板具有豐富的紋路及顏色可供選擇。靠邊實驗桌可配合現場實際空間來進行調整，其中亦包含轉角桌的搭配選用，轉角桌可用於實驗空間較為狹小時，更有效提升置物空間的使用。



#### Specifications

設備寬度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)	層架高度 / 總高度 (mm)
1500w	750d / 900d	850h / 900h	1350h / 2200h
1800w	750d / 900d	850h / 900h	1350h / 2200h
2100w	750d / 900d	850h / 900h	1350h / 2200h
2400w	750d / 900d	850h / 900h	1350h / 2200h
2700w	750d / 900d	850h / 900h	1350h / 2200h
3000w	750d / 900d	850h / 900h	1350h / 2200h

### A型

上櫃 / 線槽

下櫃 / 櫃體佈滿



### B型

上櫃 / 層架 / 高插座

下櫃 / 櫃體中段內縮櫃



### C型

上櫃 / 開門壁櫃 / 視窗

下櫃 / 櫃體中段抽屜座位櫃



### D型

上櫃 / 開門櫃 / 視窗 / 層架

下櫃 / 櫃體佈滿附水槽桌



## 通用型實驗桌櫃體介紹

### 櫃體結構

實驗桌櫃表面材由具有嚴格之產品揮發物室內空氣品質認證 GREENGUARD 的製造商提供，基材採用適合台灣潮溼氣候的 F1 綠建材低甲醛木芯板，且製造過程符合美國 UL 認證之國際認證標準品質，確保結構穩固及耐用。

### 櫃體配件

圓滑不傷手的鋁製一字型把手及快拆式內嵌鉸鍊，開合流暢且方便操作。



### 電源設置

層架的電源設置可選擇設置在桌面線槽或是層架下方，亦可架設燈具於層架前緣(選配)。




### 下櫃空間

不僅作為座位空間，擺放落地儀器等都有效利用，可搭配活動櫃(選配)。



### 實驗水槽

實驗水槽及龍頭可靠邊設置以方便純水設備放置。




## 通用型實驗桌上櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

### 層架 / 高插座



#### 尺寸圖



#### 設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板


#### 設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 1350h  
900w \* 350d \* 1350h  
1000w \* 350d \* 1350h  
1050w \* 350d \* 1350h

### 層架 / 低插座



#### 尺寸圖



#### 設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板


#### 設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 1350h  
900w \* 350d \* 1350h  
1000w \* 350d \* 1350h  
1050w \* 350d \* 1350h

### 開門櫃 / 層架



#### 尺寸圖



#### 設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板

#### 設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 1350h  
900w \* 350d \* 1350h  
1000w \* 350d \* 1350h  
1050w \* 350d \* 1350h


## 通用型實驗桌上櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

## ■ 開門櫃 / 視窗 / 層架



尺寸圖



設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板


設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 1350h  
 900w \* 350d \* 1350h  
 1000w \* 350d \* 1350h  
 1050w \* 350d \* 1350h

## ■ 開門壁櫃 / 層架



尺寸圖



設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板


設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 970h  
 900w \* 350d \* 970h  
 1000w \* 350d \* 970h  
 1050w \* 350d \* 970h

## ■ 開門壁櫃 / 視窗 / 層架



尺寸圖



設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板

設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 970h  
 900w \* 350d \* 970h  
 1000w \* 350d \* 970h  
 1050w \* 350d \* 970h


## 通用型實驗桌上櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

## ■ 開門壁櫃



尺寸圖



設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板


設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 680h  
 900w \* 350d \* 680h  
 1000w \* 350d \* 680h  
 1050w \* 350d \* 680h

## ■ 開門壁櫃 / 視窗



尺寸圖



設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板


設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 680h  
 900w \* 350d \* 680h  
 1000w \* 350d \* 680h  
 1050w \* 350d \* 680h

## ■ 抽氣式層架



尺寸圖



設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板

設備尺寸 (mm)

750w \* 350d \* 1350h  
 900w \* 350d \* 1350h  
 1000w \* 350d \* 1350h  
 1050w \* 350d \* 1350h



## 通用型實驗桌下櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

## ■ 三抽櫃 / 四抽櫃



尺寸圖



設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板

設備尺寸 (mm)

450w \* 750d \* 850h  
 500w \* 750d \* 850h  
 550w \* 750d \* 850h  
 600w \* 750d \* 850h

## ■ 單開櫃 - 左開式 / 右開式



尺寸圖



設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板


設備尺寸 (mm)

450w \* 750d \* 850h  
 500w \* 750d \* 850h  
 550w \* 750d \* 850h  
 600w \* 750d \* 850h

## ■ 雙開櫃



尺寸圖



設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板

設備尺寸 (mm)

600w \* 750d \* 850h  
 750w \* 750d \* 850h  
 900w \* 750d \* 850h  
 1050w \* 750d \* 850h

## 通用型實驗桌下櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

## ■ 單抽單開櫃 - 左開式 / 右開式



尺寸圖



設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板


設備尺寸 (mm)

450w \* 750d \* 850h  
 500w \* 750d \* 850h  
 550w \* 750d \* 850h  
 600w \* 750d \* 850h

## ■ 雙抽雙開櫃



尺寸圖



設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板

設備尺寸 (mm)

600w \* 750d \* 850h  
 750w \* 750d \* 850h  
 900w \* 750d \* 850h  
 1050w \* 750d \* 850h

## ■ 單抽內縮櫃 - 左開式 / 右開式



尺寸圖



設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板

設備尺寸 (mm)

450w \* 750d \* 850h  
 500w \* 750d \* 850h  
 550w \* 750d \* 850h  
 600w \* 750d \* 850h

## 通用型實驗桌下櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

## ■ 雙抽內縮櫃



尺寸圖



設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板


設備尺寸 (mm)

600w * 750d * 850h
750w * 750d * 850h
900w * 750d * 850h
1050w * 750d * 850h

## ■ 抽屜座位櫃



尺寸圖



設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板


設備尺寸 (mm)

600w * 750d * 850h
750w * 750d * 850h
900w * 750d * 850h
1050w * 750d * 850h

## ■ 轉角櫃



尺寸圖



設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板

設備尺寸 (mm)

設備尺寸 (mm)	適用邊桌深度
1000w * 1000d * 850h	750d
1050w * 1050d * 850h	800d
1100w * 1100d * 850h	850d
1150w * 1150d * 850h	900d


## 通用型實驗桌下櫃樣式

• 尺寸皆可依需求設計製作

## ■ 轉角水槽櫃



尺寸圖



設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板


設備尺寸 (mm)

設備尺寸 (mm)	適用邊桌深度
1000w * 1000d * 850h	750d
1050w * 1050d * 850h	800d
1100w * 1100d * 850h	850d
1150w * 1150d * 850h	900d

## ■ 水槽櫃



尺寸圖



設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板

設備尺寸 (mm)

750w * 750d * 850h
900w * 750d * 850h
1050w * 750d * 850h
1200w * 750d * 850h
1500w * 750d * 850h

## ■ 活動櫃



尺寸圖



設備規格

本體材質：六面同紋路木芯板

設備尺寸 (mm)

450w * 600d * 650h
500w * 600d * 650h
550w * 600d * 650h
600w * 600d * 650h



## 儀器桌

• 尺寸皆可依需求設計製作

### ■ 耐酸鹼儀器桌

由方管包覆PP板的腳架結構，符合耐重、無金屬外露及抗腐蝕的需求，適合在無塵室環境長期使用。桌面可乘載大型儀器，下方空間可放置落地儀器，儀器之間相連的管路及插頭則透過檯面開孔銜接。可另選配線槽、抽屜、櫃體及活動櫃...等多種功能。



設備寬度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)
1500w	750d / 900d / 1200d	850h / 900h
1800w	750d / 900d / 1200d	850h / 900h
2100w	750d / 900d / 1200d	850h / 900h
2400w	750d / 900d / 1200d	850h / 900h

### ■ 耐重儀器桌

由耐腐蝕的不鏽鋼方管焊接處理。其高穩定性和耐用性能夠滿足不同的需求，如以矮架放置較高的儀器方便人員操作，也可成為架子上下放置設備節省空間。同時也能夠靈活地規劃為層架或工作桌。



設備寬度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)
1500w	750d / 900d / 1200d	850h / 900h
1800w	750d / 900d / 1200d	850h / 900h
2100w	750d / 900d / 1200d	850h / 900h
2400w	750d / 900d / 1200d	850h / 900h

#### 設備規格

櫃體材質 不鏽鋼方管 / 不鏽鋼方管外部包覆 PP 板

操作檯面 耐蝕化學黑色檯面板

耐酸鹼線槽 可設置 110V 及 220V 電源插座面板或儀器專用插座

調整腳座 耐重型調整腳 / 活動輪附煞車

## 工作桌

• 尺寸皆可依需求設計製作

### ■ 防靜電工作桌

外型乾淨俐落的工作桌利用可調式層架及洞洞背板設計，提供了更多的使用空間，方便您將工具和材料擺放整齊，桌面的抗靜電桌墊提供良好的導電效果，能有效提高您的工作效率和品質。



設備寬度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)
1500w	750d / 900d / 1200d	850h / 900h
1800w	750d / 900d / 1200d	850h / 900h
2100w	750d / 900d / 1200d	850h / 900h
2400w	750d / 900d / 1200d	850h / 900h

### ■ 儀器型防靜電工作桌

工作桌針對桌面放置各類型儀器的需求，兩側的柱位可提供多個插座提供各類儀器不同的電源需求，頂部提供柔和且穩定的光源，下方座位空間搭配活動櫃提供收納功能，另可選配抽氣系統及固定座將有害氣體抽離。



設備寬度 (mm)	深度 (mm)	高度 (mm)
1800w	750d / 900d / 1200d	850h / 900h
2100w	750d / 900d / 1200d	850h / 900h
2400w	750d / 900d / 1200d	850h / 900h
3600w	750d / 900d / 1200d	850h / 900h

#### 設備規格

櫃體材質 鍍鋅鋼板粉體烤漆

操作檯面 3CM 木芯板面貼灰色耐磨美耐板，四邊灰色封邊條

鋼製線槽 設有日光燈開關及電源插座面板

抗靜電桌墊 綠面黑底天然橡膠，桌墊附防靜電接地夾

照明裝置 LED 日光燈具組設於上方框內，透過噴砂玻璃照明

## 防震型天平桌

• 尺寸皆可依需求設計製作



### ■ 耐酸鹼型天平桌

#### 設備規格

本體材質：白色耐酸鹼 PP 板  
墊片規格：專業防震墊片  
桌板材質：6 公分安山岩

#### 設備尺寸 (mm)

900w \* 600d \* 850h  
1200w \* 600d \* 850h



### ■ 耐重型天平桌

#### 設備規格

本體材質：鋼製烤漆骨架  
墊片規格：專業防震墊片  
桌板材質：6 公分安山岩

#### 設備尺寸 (mm)

900w \* 600d \* 850h  
1200w \* 600d \* 850h



### ■ 通用型天平桌

#### 設備規格

本體材質：木芯板面貼美耐板  
墊片規格：專業防震墊片  
桌板材質：6 公分安山岩

#### 設備尺寸 (mm)

900w \* 600d \* 850h  
1200w \* 600d \* 850h



### ■ 不鏽鋼型天平桌

#### 設備規格

本體材質：不鏽鋼方管焊接成型  
墊片規格：專業防震墊片  
桌板材質：6 公分安山岩

#### 設備尺寸 (mm)

900w \* 600d \* 850h  
1200w \* 600d \* 850h

## 實驗椅



### ■ 實驗室專用氣壓椅

#### 設備規格

設備高度：升降氣壓棒可調範圍 50-70 公分  
椅面材質：PVC 皮包覆聚合泡棉  
椅面尺寸：直徑 38 公分  
手調踏圈：直徑 40 公分  
腳座材質：鋁合金



### ■ 實驗室專用氣壓靠背椅

#### 設備規格

設備高度：升降氣壓棒可調範圍 50-70 公分  
椅面材質：PVC 皮包覆聚合泡棉  
椅面尺寸：直徑 38 公分  
手調踏圈：直徑 40 公分  
腳座材質：鋁合金



### ■ 防靜電無塵椅

#### 設備規格

無塵室等級：Class 10-100 級  
設備高度：升降氣壓棒可調範圍 42-52 公分  
椅面材質：防靜電 PU 一體成型  
椅面尺寸：直徑 36 公分  
腳座材質：鋁合金



### ■ 防靜電無塵靠背椅

#### 設備規格

無塵室等級：Class 10-100 級  
設備高度：升降氣壓棒可調範圍 42-52 公分  
椅面材質：防靜電 PU 一體成型  
椅面尺寸：寬 43 公分，深 38 公分  
腳座材質：鋁合金